

Panasonic®



一般家庭用


毛穴エステ 超音波美容器

保管用

保証書付き

品番 EH2436P

取扱説明書



- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
います。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全
にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)
を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」など
の記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に
保管してください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)


お買い上げ日	年 月 日
品番	EH2436P
販売店名	
電話	() -


安全上のご注意


必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


 **危険** 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

危険



禁止

●下記のような医療用電子機器をお使いの方は、使用しない。

- *ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
- *人工心臓などの生命維持用医療用電子機器
- *心電計などの装着型の医療用電子機器

医療用電子機器の誤動作をまねくおそれがあります。

●本機は充電式電池を内蔵しているため
火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしない。
発熱・発火・破裂の原因になります。

警告



禁止

●次のような方は使用しない。

- *心臓疾患の人
- *急性疾患の人
- *有熱性疾患の人
- *血圧異常の人
- *感染性疾患の人
- *結核性疾患の人
- *悪性しゅよう(腫瘍)の人
- *顔面神経痛の人
- *妊娠中の人
- *生理中の人
- *アトピー性皮膚炎の人
- *アレルギー体質の人
- *特に肌が敏感な人
- *血友病疾患の人
- *ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- *飲酒や薬を服用中の人、疲労の激しい人
- *化学繊維でカブレた経験のある人
- *過度の日焼け直後で赤くヒリヒリし、炎症を起こしているとき
- *健康が特にすぐれない人

事故やトラブルのおそれがあります。

警告



禁止

●下記の部位には使用しない。

- *整形手術をした部位
- *顔・眼球・まぶた・耳・首
- *指定部位以外
- *傷口
- *顔面黒皮症
- *口の中など粘膜の部位
- *湿疹・カブレ・ニキビ・吹出物などで炎症を起こしている部位
- *感覚、知覚障害を起こしている部位
- *顔に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部位
- *かゆみやホテリ、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
- *化粧品などで皮膚炎を起こしている部位

事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

●次のような時は使用しない。

- *コードやプラグが傷んでいたり、熱くなったりする。
- *コンセントへの差し込みがゆるい。

●コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

●乳幼児の手の届かない場所に保管し、成長過程の子供には使用しない。
また、使用させない。
事故やトラブルのおそれがあります。

●本体を落としたりぶつけたりして、損傷したら使用しない。
けがや故障のおそれがあります。



必ず守る

●お手入れの際は、必ずプラグをコンセントから抜く。
守らないと感電のおそれがあります。

- 必ず顔の美容目的に使用する。
- 痛感や不調を感じた場合はすぐに使用を中止する。
- 使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示を守る。(P11参照)
- 使いはじめの方や敏感肌の方は機器の各々の使用時間を短めにし、肌の様子をみながら使用する。
守らないと事故やトラブルのおそれがあります。







ぬれ手禁止




●ぬれた手でプラグをコンセントから抜き差ししない。
感電やショートのおそれがあります。



水場使用禁止

●充電器は風呂、シャワー室で絶対に使用しない。
感電・発火のおそれがあります。

<div>  警告 </div>	
<div>  必ず守る </div>	●必ず交流100～120Vで使用する。 守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。
	●必ず専用充電器を使用する。 守らないと事故やトラブルのおそれがあります。
	●必ず専用ジェルを使用する。 守らないと肌荒れなどトラブルのおそれがあります。
<div>  分解禁止 </div>	●製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理（電池交換など）はお買い上げの販売店または、パナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。
<div>  水ぬれ禁止 </div>	●充電器は水につけたり、水洗いしない。 感電・ショートのおそれがあります。


<div>  注意 </div>	
<div>  禁止 </div>	●脱毛・剃毛処理した当日は同部位への使用はしない。 腫れたり、赤みがでるおそれがあります。
	●フロートカップは、鼻以外に使用しない。 肌をキズつけるおそれがあります。
	●充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かない。 金属物が熱くなり、やけどの原因になります。
<div>  必ず守る </div>	●使用前に専用ジェルの ※皮フ試験（パッチテスト）を行う。（P11参照） 守らないと肌トラブルのおそれがあります。 万一、皮フ試験をした部位に異常がある場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
	●プラグを抜く時は、コードを持たずに必ずプラグを持って抜く。 （金属部に触れないようにする） 守らないと感電やショートして発火するおそれがあります。

も く じ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	6
●各部のなまえ	6～7
●モード表示ランプについて	6
充電のしかた	8
●充電のしかた	8～9
●蓄電池の寿命と交換	9
ご使用前に	10
●超音波発生の確認	10
●本体使用上の注意	11
使いかた	12
●使いかた	12～13
●おすすめのお手入れパターン	14～15
●角栓モード時の動かしかた	16～17
●毛穴モード時の動かしかた	18～19
●フェイスラインモード時の動かしかた	20～21
使い終わったら	22
●掃除のしかた	22～24
●Q & A	25
お知らせ	26
●製品を廃棄するときのお願い	26～27
●こんな異常を感じたら	28～29
●定格・仕様	29
保証とアフターサービス	30
●保証とアフターサービス	30
●保証書	裏表紙

各部のなまえ



■本 体




モード表示ランプについて

各モードが動作している間、モード表示ランプが緑色に点灯します。
※超音波はきわめて微細な振動のため、肌で感じることはできません。
→超音波確認のしかたはP10をご覧ください。


● 角栓 ● 毛穴 ● フェイスライン	角栓モード(鼻専用)	超音波
	鼻の角栓に	肌には感じません
	毛穴モード	超音波+振動
	角栓モード後の鼻と ほおの毛穴に	振動のみ 肌に感じます
	フェイスラインモード	超音波
	フェイスラインに	肌には感じません



■充電器



■付属品



2つのセンサーについて

2つのセンサーがお手入れをサポートします

- **オーバーケア防止センサー：**
超音波による肌への刺激は、同じ場所にあて続けると逆に肌に負担をかけることがあります。毛穴エステは、長時間同じところにあて続けるとアラームでお知らせするオーバーケアセンサーが搭載されているので、肌にやさしいお手入れをサポートします。
- **密着センサー：**
「肌に密着していない」、「ジェルが少なすぎる」時にアラームでお知らせする機能が搭載されています。


モード表示ランプの点滅

センサーが作動した場合ビビビビビ音と同時に使用中のモード表示ランプが点滅します。
考えられる原因に従って処置してください。

考えられる原因	作動するセンサー	処 置
① プローブ面を肌にあて続けた状態で使用した。(約15～30秒)	オーバーケア防止センサー	プローブ面を肌に正しくあてて再開する。
② プローブ面を肌にあてないで放置した。(約15～30秒)	密着センサー	プローブ面を肌に正しくあてて再開する。
③ ジェルの量が不足している。	密着センサー	ジェルを追加して再開する。(P12～13参照)
④ プローブ面を動かすスピードが速い。	密着センサー	各モードに応じたスピードでプローブ面をゆっくり動かす。(P16～21参照)

※一度ビビビビビ音が鳴った状態で上記の処置をしなかった場合、センサーが繰り返し作動しモード終了までに自動的に停止する場合があります。
続けてご使用になる場合は、P12～13「使いかた」を参考にお手入れを再開してください。

充電のしかた



- 1 プラグをコンセントに差し込む。
- 2 本体を充電器に差し込む。

※動作中に充電した場合、動作は終了し充電を開始します。

- 充電時は、充電表示・完了ランプの赤点灯を確認する。
- 傾けて置かない。
- 充電完了時は、充電表示・完了ランプが赤点滅する。


約15時間でフル充電

約15時間充電 ▶ 1回の充電で約3回使用可能。
(角栓モード(約5分)→毛穴モード(約6分)の約11分の場合)
※使いかたによっては、使用回数が少なくなることがあります。

充電完了後、充電器に置いたままでも問題ありません。
※常時充電式としても使えます。

コードのセット方法

- ① 置く場所に合わせて、コードは左右後いずれかのコードガイドから出す。
- ② 水平で安定したところに充電器を置く。



- 充電中、テレビなどに雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。
- 充電推奨温度は15～35℃です。
- 特に低温での充電は蓄電池の寿命を短くするおそれがあるため、充電推奨温度での充電をおすすめします。
- 極度の低温下(約0℃以下)では、充電しない場合があります。
- 本機はリチウムイオン電池を使用しているため、継ぎ足し充電をしてもメモリー効果の問題はありません。
- 使いはじめ(購入直後や3ヵ月以上放置したとき)や使用中に動作が停止したときは、必ず充電表示ランプが点滅するまで(約15時間)充電してください。
- 充電中、本体が多少あたたかくなりますが異常ではありません。
- 充電は、専用の充電器をご使用ください。
- 正常な充電をしても使用できる時間が短くなったときは蓄電池の寿命です。(目安は約3年ですが使用・保管などの状態により大きく変化します)



蓄電池の寿命と交換

- 寿命：約1週間に1回の充電で3年程度(ただし、保証は1年)です。
また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。
(蓄電池寿命は、使用・保管などの状態により大きく変化します。)
- 交換：超音波の調整が必要なため、電池のみの交換はできません。
本体交換となります。
お買い上げの販売店または、パナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。

超音波発生の確認



角栓クリアヘッドの場合

- 1 本体充電後、角栓クリアヘッドのプローブ面を水平にして指で水を数滴たらし。
- 2 OFF/ON (SELECT) ボタンを1回押し、角栓モードを選ぶ。
- 3 角栓モード点灯後、約3秒経過すると水滴が振動し、超音波の発生が確認できます。



引きしめヘッドの場合

- 1 本体充電後、引きしめヘッドのプローブ面を水平にして指で水を数滴たらし。
- 2 OFF/ON (SELECT) ボタンをゆっくり3回押し、フェイスラインモードを選ぶ。
- 3 フェイスラインモード点灯後、約3秒経過すると水滴が振動し、超音波の発生が確認できます。



※引きしめヘッドの超音波発生の確認は、必ずフェイスラインモードでおこなってください。

毛穴モードでは、超音波と振動の区別が付きません。

※ジェルでは、超音波発生の確認がわかりづらいので、水での確認をおすすめします。

ご使用前に以下の項目をよく読んでお使いください。

本体使用上のご注意

- 1 肌のお手入れは1日1回(約11分)まで、週3回が限度です。
●通常のご使用は、週3回が限度です。
●過度なお手入れはかえって肌によくありません。
- 2 お手入れは、素肌(化粧を落とした状態)でご使用ください。
●使用後は、肌についたジェルを洗い落としてください。
●使用後は、必ず肌に合った化粧品をご使用してください。
- 3 肌の状態は、体調によっても異なります。
●肌の様子を見ながらご使用ください。
●発疹・発赤・かゆみなどや肌に何らかの異常が生じた場合は、ご使用を中止し、専門医にご相談ください。
- 4 肌のトラブルはストレスや体質、内臓疾患、または化粧品なども原因として考えられますので専門医にご相談ください。

※皮フ試験(パッチテスト)の手順

- 皮フ試験(パッチテスト)は肌トラブルを事前にチェックするための簡単なテストです。

- (1) 腕の内側を石けんで洗い、タオルなどでふき取る
- (2) 洗ったところに専用ジェルを塗り、48時間放置する
●10円玉硬貨大にうすく塗り自然に乾燥させる
●皮フ試験をした部分は、水でぬらしたり、こすったりしない
塗布部に発疹・発赤・かゆみ・刺激などの異常が生じた場合、直ちにテストを中止し、洗い流す
- (3) 異常の無いことを確認する
●48時間以内に異常がなければ、ご使用ください。
●パッチテストの結果、異常があった場合は、ご使用を中止し、お買い上げの販売店に相談してください。



ジェル使用上の注意

- 肌の状態・体調によっては、ヒリヒリしたり湿疹が出たりする場合があります。その時はご使用を中止し、数日間様子をみて、症状が消えてからご使用ください。
- 発疹・発赤・かゆみ・刺激が生じた時はご使用を中止し、専門医にご相談ください。 11

使いかた

- はじめてお使いになる前に皮フ試験（パッチテスト）を行う（P11参照）

1 化粧を落とし素肌の状態にする


防水・コードレスなので、お風呂でもご使用いただけます。

必ず専用ジェルをご使用ください
（使用できる別売ジェルEH042）
※ジェルがないと超音波は伝わりません。

2 本体キャップを取り、角栓クリアヘッドにフロートキャップがついていることを確認する




本体キャップの
はずしかた

矢印の方向に
本体キャップを
取ってください




3 プローブ面に適量のジェルをつけ、お手入れしたい部位にのばす（下記参照）


ジェルをつけるときは、引きしめヘッドのご使用をおすすめします。




4 電源を入れる



OFF/ON
(SELECT) を1回押す



約1秒間ランプが全点灯




角栓モードのみ点灯

5 お手入れするモードを選ぶ

OFF/ON ボタンを押すことで、モードが切り替えできます。

- 各モードを組合わせしたお手入れパターンは、P14～15参照



6 ジェルをのばしながら、肌にはプローブ面をしっかりと密着させ、押しあてながらゆっくり滑らせる

- 各モードの動かし方は、P16～21参照

※超音波出力タイマーが作動し、各モードは設定時間が経過すると、自動的に停止します。

（設定時間：角栓モード…約5分、毛穴モード…約6分、フェイスラインモード…約10分）

※ジェルが不足するとビッビッ音と同時に使用中のモード表示ランプが点滅します。

ジェルの量が減ってきたら、ジェルを追加してください。

※使用中、本体が多少あたたかくなりますが異常ではありません。

7 肌に残ったジェルを洗い落とす

8 普段お使いの化粧水で肌を整え乳液などで脂分を補う

- 使用後は本体を必ず掃除する（P22～23参照）

おすすめのお手入れパターン

肌の状態や悩みに合わせて、
下記4つのコースの中から効果的な使いかたを
お楽しみください。

お手入れの際は、肌の状態に応じて、
時間を調節してご使用ください。

毛穴のお手入れ

※モードを組み合わせる場合は、スイッチを
入れなおしてください。

鼻とほおの毛穴コース（約11分） 鼻の毛穴の角栓、ほおの毛穴が気になるときに

※毛穴モードで鼻を約1分お手入れした後、ほおを約5分お手入れしてください。（お手持ちの時計をご使用ください）

メイク
落とし
洗顔

角栓モード

鼻 約5分




鼻 約1分



毛穴モード

ほお 約5分



鼻の毛穴コース（約6分） 鼻の毛穴の角栓が気になるときに

メイク
落とし
洗顔


角栓モード

鼻 約5分



毛穴モード

鼻 約1分




電源をOFFにする

ほおの毛穴コース（約5分） ほおの毛穴が気になるときに

メイク
落とし
洗顔

毛穴モード

ほお 約5分



電源をOFFにする


フェイスラインのお手入れ

フェイスラインコース（約10分） フェイスラインが気になるときに

メイク
落とし
洗顔

フェイスラインモード

フェイスライン 約10分



3つのお手入れポイント

1 以下のような肌が温まった状態でのお手入れが効果的

- ・入浴中の身体が温まった状態
- ・当社スチーマーを約3分使用した後
- ・蒸しタオルを顔全体約3分あてた後

2 お手入れは1日1回（約11分）週3回まで

過剰なお手入れはトラブルの元になりますので
肌の状態を見て、ご使用ください。

3 プローブ面は肌にしっかり密着させ
押しあてながらゆっくり動かす

角栓クリアヘッド：フロートカップが下がりきるくらいの強さ
引きしめヘッド：引きしめヘッドが下がりきるくらいの強さ

やや強めに
押しあてる
のがコツ

使いかた

肌に残った
ジェルを
洗い落とす

整肌


化粧水で整え、
乳液などで
脂分を補う

※超音波出力タイマーが作動し、各モードの設定時間（角栓モード約5分、毛穴モード約6分、フェイスラインモード約10分）を経過すると自動的に停止します。


※毛穴のお手入れとフェイスラインのお手入れは、別の日にご使用ください。

角栓モード時の動かしかた

※角栓クリアヘッドは鼻専用です。鼻以外には使用しないでください。




1 鼻まわり (■ 部分) を側面から回りこむように 矢印①②の方向へ滑らせる



ポイント ● フロートカップが
下がりきるくらいの
強さで押しあてる。

- 矢印の先まで行ったら肌から離し、次の矢印へ。
- ①②の順にそれぞれ約2秒かけて。
- 点線の鼻筋を超えるところまで動かす。

2 鼻の側面 (■ 部分) を矢印③の方向へ滑らせる



- 約2秒かけて。

※鼻筋に使うとプローブ面が密着しないので、密着センサーが作動しアラームが鳴る場合があります。

3 1、2 (矢印①②③) を左右交互に 繰り返す (約5分間)

※角栓モードは約5分経過すると、自動的に停止します。

⚠ 警告




■ 部に使用しない

- 額・眼球・まぶた・耳・首 には使用しない。
- 湿疹・カブレ・ニキビ・吹出物などで炎症を起こしている部位には使用しない。
事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。


毛穴モード時の動かしかた

※毛穴モードで鼻を約1分、ほおを約5分お手入れして ください。(お手持ちの時計をご使用ください。)


毛穴モード
鼻
約1分
(半顔約30秒)



毛穴モード
ほお
約5分
(半顔約2分半ずつ)



1 鼻まわり(■ 部分)を側面から回りこむように 矢印①②の方向へ滑らせる




ポイント

- 引きしめヘッドが
下がりきるくらいの
強さで押しあてる。

- 矢印の先まで行ったら肌から離し、次の矢印へ。
- ①②の順にそれぞれ約2秒かけて。
- 点線の鼻筋を超えるところまで動かす。

2 鼻の側面(■ 部分)を矢印③の方向へ滑らせる




- 約2秒かけて。

※鼻筋に使うとプローブ面が密着しないので、密着センサーが作動しアラームが
鳴る場合があります。

3 矢印①②③を左右交互に繰り返す(約1分間)

5 ほおを引き上げるように 矢印④⑤⑥の方向へ滑らせる



ポイント

- 引きしめヘッドが下がりきる
くらいの強さで押しあてる。
- ほおは下から上に引っ張り
上げるようにする。

- それぞれ約5秒かけて。

6 矢印④⑤⑥を左右交互に繰り返す(約5分間)

※毛穴モードは約6分経過すると、自動的に停止します。

※振動音が多少大きくなる場合がありますが、故障ではありません。

警告



部に使用しない

- 額・眼球・まぶた・耳・首 には使用しない。
- 湿疹・カブレ・ニキビ・吹出物などで炎症を起こしている部位には使用しない。
事故や肌・身体トラブルのおそれがあります。

フェイスラインモード時の動かしかた

※フェイスラインモードでフェイスラインを約8分お手入れした後、気になるポイント（アゴ・口元・ほお）を約2分お手入れしてください。（お手持ちの時計をご使用ください。）


フェイスライン

約8分
(半顔4分ずつ)

フェイスラインモード


アゴ・口元・ほお

約2分
(半顔1分ずつ)



1 「フェイスライン」ケア

矢印の方向へ①～⑥の順に滑らせる



- 矢印の先まで行ったら肌から離し、次の矢印へ。
- ① アゴの下からフェイスラインに沿って（約5秒かけて）
- ② アゴから耳の手前まで（約5秒かけて）
- ③ 口元からこめかみまで（約5秒かけて）
- ④ 鼻下からこめかみまで（約5秒かけて）
- ⑤ 口元から小鼻の横に（約3秒かけて）
- ⑥ 鼻横からほお骨、こめかみに（約5秒かけて）

ポイント

- 引きしめヘッドが下がりきるくらいの強さで押しあてる。
- ほおは下から上に引っ張り上げるようにする。

2 矢印①～⑥を左右交互に、繰り返す（約8分間）

⚠ 警告



部に使用しない




- 額・眼球・まぶた・耳・首には使用しない。
- 湿疹・カブレ・ニキビ・吹出物などで炎症を起こしている部位には使用しない。事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

3 気になるポイントを重点的にケアする（アゴ・口元・ほお合計で約2分間）

「アゴ」ケア


矢印⑦⑧を左右交互に繰り返す



- ⑦ 下アゴから口元へ
- ⑧ 下アゴから耳元へ

「口元」ケア


矢印⑨～⑪を左右交互に繰り返す



口元を下から鼻横へ
持ち上げるように

「ほお」ケア

矢印⑫～⑭を左右交互に繰り返す



口元からほお骨へ
持ち上げるように

※アゴ、口元、ほおの時間配分はお好みで調節してください。
※フェイスラインモードは約10分経過すると、自動的に停止します。

掃除のしかた

本体の水洗いのしかた

※本体、フロートカップともに水洗いができます。

<安全にご使用いただくために>

浴室内のご使用後・本体の水洗い後は、十分に乾かしてください。
また、本体とジェルは浴室内から外に出し、湿気の少ないところに保管してください。
浴室などに放置すると本体内部で結露や錆が発生して故障の原因になります。


1 超音波出力を 停止する

- ランプが消えるまで OFF/ON (SELECT) ボタンを押す。



2 フロートカップをはずす

フロートカップ着脱のしかた




取りはずす場合・・・

フロートカップをつまむようにして、はずす

取りつける場合・・・

①図1○印部分 (かけている部分) が下にくるように持つ

②フロートカップの凸と本体の凹を合わせて、カチッと音がするまで奥に差し込む




3 ジェルを洗い流す

※熱湯 (70℃以上) は使用しない。


※洗剤などは使用しない。

- 角栓クリアヘッドは、フロート (■部分) を指で矢印の方向に動かしながら残ったジェルを洗い流してください。



4 本体を2～3回程度振って 内部の水を抜き取る

※排水口やヘッドのすき間から水が出てくることありますが、故障ではありません。



5 本体・各ヘッドの周辺やフロートカップをティッシュなどでいねいに ふき取り、風通しのよい場所で十分に乾かす

<引きしめヘッドの場合>

※引きしめヘッドは下図のように指でヘッドを固定させ、ティッシュなどでふき取ってください。



<角栓クリアヘッドの場合>




ジェルがすき間に入って ふき取りにくいときは

ティッシュペーパーを8つ折り (約2mm程度の厚さ) に折り、すき間に入れてふき取ってください。
(ヘッドを傾けてふき取ると、よりふき取りやすくなります。)




6 乾燥してから キャップをして収納する



掃除のしかた(つづき)


本体・充電器の汚れのふき取りかた

- 本体・充電器の汚れは、石けん水を浸してよくしぼった布でふき取る。
アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使わない。
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 専用ジェルは、プローブ以外(斜線部:本体・充電器)に付着させない。
万一付着した場合は、確実にふき取ってください。



本体ガイドのはずし方


本体ガイド着脱ボタンを押しながら本体ガイドを引きぬき
本体ガイドをはずす



毛穴エステ超音波とは


ほおの毛穴の開きと鼻の角栓に、はたらきかける超音波です。
毛穴が気になる部分のほおと鼻にあてやすい2つのヘッドからモード別に超音波が出力されます。

角栓モード



角栓クリアヘッドを使用。
超音波とフロートカップで肌にやさしく
角栓を押し出します。

毛穴モード



引きしめヘッドを使用。
超音波と振動が肌にハリを与え、
毛穴を引きしめます。

Q & A

Q1

超音波ってなんですか？

A 超音波とは20,000ヘルツ以上の音で、耳に聞こえない音波です。
妊婦への診断や腰痛・神経痛などの治療器に使われています。

Q2

顔以外(手やボディ)にも使って良いですか？

A 顔以外にはご使用できません。
顔専用の商品仕様になっていますので、顔の美容目的にのみ、ご使用ください。

Q3

どうしてジェルをつけるのですか？

A ジェルは超音波を肌に伝えるためのものです。
(プローブ面と肌の間に空気があると超音波が伝わりません。)

Q4

1日に何度使っても大丈夫ですか？

A 肌のお手入れは1日1回(約11分)まで、週3回が限度です。
超音波による肌への刺激は回数が多すぎると逆に肌へ過剰な負担を与え、
トラブルの原因となります。

Q5

専用ジェルの代わりに化粧液・乳液や他のジェルなどを
使用しても大丈夫ですか？

A 必ず専用のジェルをご使用ください。
(超音波を伝えやすい仕様になっている為)
専用のジェル以外の化粧品では超音波は伝わりません。
また、超音波と同時に使った場合、化粧品成分、他のジェルが肌に強い刺激を
与えることがありますので避けてください。

Q6

毛穴エステ使用後に使う化粧液はどんなものが
良いですか？

A 普段ご使用のものを使用後の肌の状態(しっとり度合いなど)
に合わせてご使用ください。

製品を廃棄するときのお願い

(リチウムイオン電池リサイクルにご協力を)



危険

本機専用の充電式電池です。
この機器以外に使用しない。
取り出した充電式電池は充電しないでください。

- 火への投入、加熱をしない。
- くぎを刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない。
- ⊕と⊖を金属などで接触させない。
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。
- 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない。
発熱・発火・破裂の原因になります。



警告

取り出した充電式電池は乳幼児の手の届くところに置かない。
誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼします。

- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする。

- 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。
目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師にご相談ください。
- 液が体や衣類に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分洗い流したあと、医師にご相談ください。

製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。

火災・感電・けがの原因になります。
修理(電池交換など)はお買い上げの販売店または、パナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。

- この製品に使用しておりますリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
ご使用済み製品の廃棄に際してはリチウムイオン電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。

本製品の使用電池

- 名称：円筒密閉型リチウムイオン(Li-ion)蓄電池
- 公称電圧：DC3.6V ●数量：1本




Li-ion

廃棄電池の取り出し方

この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
分解した場合、修復は不可能です。

- 動作するときは、止まるまでスイッチをONにして電池を使いきってください。
- ドライバーを用い、①～⑤の手順で分解してください。



- ① 下カバーのネジをはずす
- ② 下カバーをはずす
- ③ 基台に取りつけられているネジをはずす
- ④ 基台を引き抜く
- ⑤ リチウムイオン電池を引き出す

※1 長いドライバー(a寸法が150mm以上)のものをご使用してください



●推奨は、ビット ①タイプまたは②タイプのドライバーです

※2 取り出しにくい場合は、ドライバーなどをご使用して取り出してください

- 取り出したリチウムイオン電池は⊕⊖をショートさせないように注意してください。

取り出した廃棄電池は、リサイクルボックス設置の販売店へお持ちください。

こんな異常を感じたら

症 状	考えられる原因	処 置
●OFF/ONボタンを押しても動作しない。	充電されていない。	充電器で充電してください。
●ピピピピ音と同時に使用中のモード表示ランプが点滅する。	プローブ面を肌にあて続けた状態で使用した。 オーバーケア防止センサー	プローブ面を肌に正しくあてて再開してください。 (P16~21参照)
	プローブ面を肌にあてないで放置した。 密着センサー	
	ジェルの量が不足している。 密着センサー	ジェルを追加してお手入れを再開してください。(P12参照)
	プローブ面を動かすスピードが速い。 密着センサー	各モードに応じたスピードでプローブ面をゆっくり動かす。(P16~21参照)
●ランプが消灯してしまう。	センサーが繰り返し作動した。	お手入れを再開してください。 (P12~13参照)
	充電切れ。	充電器で充電してください。
	タイマーが作動した。	お手入れ完了。
●充電表示・完了ランプがつかない。	充電器のプラグが正しくコンセントに差し込まれていない。	プラグを正しくコンセントに差し込んでください。
●充電しても数分しか使えない。	本体が充電器にまっすぐ立てられていない。(P8参照)	本体の底が充電器の充電部に接触するようにまっすぐ立ててください。
	充電時間が短い。	充電表示ランプが点滅するまで(約15時間)充電してください。
	蓄電池の寿命。(約3年)	販売店またはパナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。(蓄電池のみの交換はできません。本体交換となります。)

処置後なお異常がある

ただちに使用を中止

●お願い●

このような場合、事故防止のため必ずお買い上げの販売店に点検修理を依頼してください。

⚠ 警告

●製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。
火災・感電・けがの原因になります。
修理(電池交換など)はお買い上げの販売店または、パナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。

こんな症状がおこったら

●ジェルがしみる。	肌の状態が敏感になっている。	肌の状態・虫歯が治るまでの間、使用しないでください。 (専門医にご相談ください)
●肌にトラブルが起こる。	体調・ストレス・体質・内臓疾患など。	
●歯が痛む。	虫歯の歯がしみる場合があります。	

愛情点検



こんな症状
はありませんか?

- コードやプラグが傷んでいる。
- 本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。

ご使用中止

故障や事故防止のため、プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

★長年ご使用の毛穴エステの点検をぜひ！

定格・仕様

充電時間	15時間(室温15~35℃)	本体寸法	高さ17.7×幅11.6×奥行4.7(cm)
定格電圧	AC100-120V 50-60Hz	コードの長さ	約1.0(m)
消費電力	2W	質 量	約420g (本体約260g・充電器約160g) (ジェル容量200gを含まず)
振 動	約6000回/分		
使用蓄電池	リチウムイオン(Li-ion)電池 電池1個(DC3.6V 1600mAh)		

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名			
電 話	()	—	
お買い上げ日	年	月	日

修理を依頼されるときは

「こんな異常を感じたら」(P28～29)でご確認のあと、直らないときは、まずプラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	毛穴エステ
●品 番	EH2436P
●故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間(ただし、付属品は保証の対象外です)

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、この毛穴エステの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター <small>365日 受付9時～20時</small>	
電 話 <small>フリーダイヤル</small>	0120-878-365 <small>※携帯電話・PHSからもご利用になれます。</small>

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口	
電 話 <small>フリーダイヤル</small>	0120-878-554 <small>※携帯電話・PHSからもご利用になれます。</small>
●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。	

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくためのために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

保証とアフターサービス よくお読みください

■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
首都圏 地区	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
中部地区	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区堀入町8-10
近畿地区	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中島4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4

中国地区	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
四国地区	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
九州地区	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
沖縄地区	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>

携帯



※このサービスは WEB 限定のサービスです。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日
受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**



※携帯電話・PHSからもご利用になります。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの
「87」と「520#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合

■FAX フリーダイヤル

06-6907-1187

0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**



※携帯電話・PHSからもご利用になります。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

- 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。 0112

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビングビジネスユニット

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

毛穴エステ 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH2436P		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、専用ジェルは除きます)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前 電話 () —	<div>見 本</div> 様	
※ 販売店	住所・氏名 電話 () —		

パナソニック株式会社

ビューティ・リビングビジネスユニット

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749 (26) 7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。